

Numune Kabul Kriterleri

Kalıntı Analiz Laboratuvar Birimi	• Numune tek ambalajda Şahit mührü ve şahit numune içinde olarak teslim edilmelidir. • Numune tutanağı olmalıdır. • Şahit mührü uygun olmayan numune red edilir. • Balda naftalin analizi için numune ağzı açılmamış orijinal ambalajında olmalıdır. • TGK gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune alma Metodları Tebliğine uygun işlem yapılmalıdır. • Ruhsatlandırmaya esas kalıntı deneme numunelerinde ilgili mevzuat kriterleri uygulanmaktadır.
Işınlama Analiz Laboratuvar Birimi	• Isı ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde siyah poşet içerisinde olmalıdır. • Dondurulmuş olarak da kabul edilir. • Numunenin sertifika ve arz edildiği ambalaj numune ile birlikte olmalıdır.
Orijin Analiz Laboratuvar Birimi	• Orijinal ambalajda dış ortamla temas etmeden gelmesi gerekmektedir.
Mineral Analiz Laboratuvar Birimi	• Resmi numune alma prosedürü esaslarına göre numune getirilmelidir. • Numunenin bütününe temsil etmelidir.
Yem Analiz Laboratuvar Birimi	• Yemlerde Yemlerin Resmi Kontrolü İçin numune alma ve analiz metodlarına dair yönetmelik hususları dikkate alınır. • Etiket Bilgisi olmalıdır.
Ambalaj analiz Laboratuvar Birimi	• Ürün İçerik belgesi olmalıdır.
Katkı Analiz Laboratuvar Birimi	• Analiz Bilgileri eksiksiz olmalıdır. (Renklendiricilerde hangi renk analizi)
Mikrobiyoloji Analiz Laboratuvar Birimi	• Soğuk Zincir korunmalıdır. • Bozulma, kokuşma, sızma vs. olmamalıdır. • Steril ambalaj olmalıdır. • Somatik Hücre analizi için Çiğ sütün sağımdan en geç 6 saat içinde analize getirilmelidir. • Somatik Hücre analizinde numune dondurulmamış olmalıdır. • Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliğine göre 5n’li çalışılması istenen numuneler orijinal ambalajında ise; aynı tarih, parti ve seri numarası ile 5n’li olarak kabul edilir.
Mikotoksin Analiz Laboratuvar Birimi	• Küflenme olmamalıdır. • Şahit Mührü Olmalıdır. • Süt, Peynir vs. 0-5 ° C olmalıdır. • Gıda Maddelerinde Mikotoksin limitlerinin kontrolü İçin Numune alma numune hazırlama ve analiz metodları tebliğine göre işlem yapılmalıdır.
Histoloji Analiz Laboratuvar Birimi	• Soğuk zincir korunmalıdır. • Numune Bilgileri bulunmalıdır. • Dış Ortamla Temas etmemelidir. • Orijinal Ambalaj olmalıdır. • Hücreler otolize uğradığından dondurulmuş numuneler histolojik muayeneye alınamaz.
Moleküler Analiz Laboratuvar Birimi	• Steril, orijinal ambalaj olmalıdır. • Biyogüvenlik mevzuatı talimatlarına uygun olmalıdır. • Yemlerin Resmi Kontrolü İçin numune alma ve analiz metodlarına dair yönetmelik hususları dikkate alınır.
NMR Analiz Laboratuvar Birimi	• Orijinal ambalaj olmalıdır. • Ambalaj açılmadan diğer laboratuvarlarla koordineli çalışılması gerektiğinden kabulü laboratuvarla beraber yapılmalıdır.