



Türk Akreditasyon Kurumu

AKREDİTASYON SERTİFİKASI

Deney Laboratuvarı olarak faaliyet gösteren,

ERZURUM GIDA KONTROL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ

Merkez Adres: ÜNİVERSİTE MAHALLESİ PROF.DR.İHSAN DOĞRAMACI BULVARI NO:27 YAKUTİYE/ERZURUM Posta Kodu: 25000 Erzurum/Türkiye

TÜRKAK tarafından yapılan denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre Ek'te yer alan kapsamlarda akredite edilmiştir.

Akreditasyon No : AB-0399-T

Akreditasyon Tarihi : 03.10.2011

Revizyon Tarihi / No : 04.05.2025 / 13

Bu Sertifika, yukarıda açık adı ve adresi yazılı Kuruluşun TS EN ISO/IEC 17025:2017 Standardına, ilgili Yönetmelik ve Tebliğlere uygunluğunu sürdürmesi halinde **30.01.2028** tarihine kadar geçerlidir.

Gülden Banu Müderrisoğlu
Genel Sekreter



Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ISO/IEC 17025 alanında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile çok taraflı anlaşma (MLA/MRA) imzalamıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0399-T	ERZURUM GIDA KONTROL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ	
	Akreditasyon No: AB-0399-T Revizyon No: 13 Tarih: 04.05.2025	
	Deney Laboratuvarı	
Adresi : ÜNİVERSİTE MAHALLESİ PROF.DR.İHSAN DOĞRAMACI BULVARI NO:27 YAKUTİYE/ERZURUM Posta Kodu: 25000 Erzurum/Türkiye		Telefon : 04422425930 Fax : - E-Posta : erzurum.gidalab@tarimormann.gov.tr Web Sitesi :

Gıda ve Yem Ürünleri		
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası Standartlar, İşletme-içi Metotlar)
Bal	HMF Tayini Spektrofotometrik Metod	IHC Bölüm No:5.3
Bal	Diastaz Sayısı Tayini Spektrofotometrik Metod	IHC Bölüm No:6.2
Yem	Ham Selüloz Tayini	TS 315
Bal	Prolin Tayini Spektrofotometrik Metod	TS 13357
Yem ve Yem Ham Maddeleri	Ham Kül Tayini	29955 Sayılı Resmi Gazete (Yemin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik)
Tereyağı	Reichert Meissle Sayısı Tayini	AOAC 925.41
Gıda	Stafilokokal Enterotoksin Aranması	bioMérieux VIDAS SET2 30705
Gıda Yem	<i>Salmonella</i> spp. Aranması	AOAC 2013.01 bioMérieux VIDAS UP SPT
Gıda	<i>Listeria monocytogenes</i> Aranması	AOAC 2004.06, bioMérieux VIDAS <i>Listeria monocytogenes</i> II (LMO2)
Gıda	Koliform Bakteri Sayımı Koloni Sayım Tekniği	TS ISO 4832
Gıda Yem	Aerobik Koloni Sayımı Dökme Plak Tekniği	TS EN ISO 4833-1
Gıda Yem	<i>Escherichia coli</i> Sayımı Koloni Sayım Tekniği	TS ISO 16649-2
Gıda Yem	<i>Enterobacteriaceae</i> Aranması ve Sayımı Koloni Sayım Tekniği	TS EN ISO 21528-2
Gıda	Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı- (<i>Staphylococcus aureus</i> ve diğer türler) Koloni Sayım Tekniği	ISO 6888-1
Gıda	<i>Bacillus cereus</i> Sayımı Koloni Sayım Tekniği	ISO 7932
Gıda Yem	Sülfid İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı Koloni Sayım Tekniği	ISO 15213



 Deney TS EN ISO/IEC 17025 AB-0399-T	ERZURUM GIDA KONTROL LABORATUAR MÜDÜRLÜĞÜ Akreditasyon No: AB-0399-T Revizyon No: 13 Tarih: 04.05.2025 Deney Laboratuvarı Adresi : ÜNİVERSİTE MAHALLESİ PROF.DR.İHSAN DOĞRAMACI BULVARI NO:27 YAKUTİYE/ERZURUM Posta Kodu: 25000 Erzurum/Türkiye Telefon : 04422425930 Fax : - E-Posta : erzurum.gidalab@tarimorman.gov.tr Web Sitesi : -	
Gıda Yem	Küf ve Maya Sayımı Koloni Sayım Tekniği	TS ISO 21527-1 TS ISO 21527-2
Gıda Yem	<i>Salmonella</i> spp. Aranması	TS EN ISO 6579-1
Gıda Yem	<i>Listeria monocytogenes</i> Aranması	TS EN ISO 11290-1
Gıda	Ham Protein Tayini Kjeldahl Metodu	TS ISO 1871
Yem ve Yem Hammaddeleri	Rutubet Tayini	29955 Sayılı Resmi Gazete (Yemin resmî kontrolü için numune alma ve analiz metotlarına dair yönetmelik)
Yem ve Yem Hammaddeleri	Ham Protein Tayini Kjeldahl Metodu	29955 Sayılı Resmi Gazete (Yemin resmî kontrolü için numune alma ve analiz metotlarına dair yönetmelik)
Et ve Et Ürünleri	Et Tür Tayini (Kanatlı, Tek Tırnaklı ve Domuz eti Aranması)	Kit Metodu (ELISA-TEK Cooked Meat Speciation Kits Manual)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

